



Room Care R2

Desinfizierender Oberflächenreiniger

Produktbeschreibung

RoomCare R2 ist ein gebrauchsfertiger, desinfizierender Oberflächenreiniger zur Reinigung aller wasserfesten, harten Oberflächen.

Eigenschaften

- Formuliert für die hygienische Reinigung harter, wasserabweisender Oberflächen
- Leicht alkalisch
- Materialschonend
- Leichter, angenehmer und frischer Duft
- Einzigartige, patentierte O.N.T.-Technologie (neutralisiert Geruchspartikel)

Vorteile

- Hinterlässt hygienische und saubere Oberflächen
- Schnelle und schonende Entfernung von öl- und wasserlöslichen Verschmutzungen
- Hinterlässt einen lang anhaltenden, angenehmen Duft
- Neutralisiert schlechte Gerüche und verbessert somit das Duftergebnis
- Farb- und Zahlenkodierung verhindert Anwendungsfehler


Anwendungshinweise

Dosierung:

RoomCare R2 ist gebrauchsfertig; unverdünnt verwenden.

Anwendung:

Eine geringe Produktmenge auf ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm sprühen und die Oberfläche reinigen. Lassen Sie das Produkt entsprechend den mikrobiologischen Daten einwirken. Nach der Anwendung mit klarem Wasser abspülen oder mit einem sauberen/ feuchten Tuch wischen. Für extra Glanz ein trockenes Tuch verwenden und polieren. Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte unserem RoomCare R2 Mini Guide.



© A.I.S.E.



Room Care R2

Technische Daten

Aussehen: Klare, grüne Flüssigkeit

pHWert (pur): ≈ 11

pHWert (gebrauchsfertige Lösung): Relative Dichte (20°C): ≈ 1.00

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Holz, verwenden. Materialverträglichkeit an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle vor Anwendung testen.

Mikrobiologische Daten

Room Care R2 hat die EN 1276 unter verschmutzten Bedingungen (0,3% Rinderalbumin) bei einer Kontaktzeit von 1 Minute bestanden.

Room Care R2 hat die EN 13697 unter verschmutzten Bedingungen (0,3% Rinderalbumin) für referenzierte Stämme *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* und *Pseudomonas aeruginosa* bei einer Kontaktzeit von 5 Minuten bestanden. Yeastizide Aktivität in 15 Minuten für den referenzierten Stamm *Candida albicans*.

Umweltinformationen

Die Tenside in diesem Produkt sind biologisch abbaubar in Übereinstimmung mit der EU-Regulierung EG 648/2004.

Lieferbare Gebinde

Room Care R2 ist als 0,75-Liter-Flasche erhältlich, die für das Recycling geeignet ist.