



## Silberbad Tauchblank

### Anwendungsgebiete:

Tauchreiniger für Silberbesteck, Silbergeschirr, Kerzenleuchter, Tablett, Étagères, sowie Schalen, Vasen u.ä.

pH-Wert s n a



### Produkteigenschaften:

- Tauchreiniger für Silberbesteck, Silbergeschirr
- auch geeignet für Silberauflagen
- kurz eintauchen, sofort abspülen
- strahlender Glanz ohne Nachpolieren
- mit Anlaufschutz
- sekundenschnell hell und rein
- Silber wird nicht abgelöst

### Anwendung:

Folie entlang der Randinnenkante abschneiden.  
Bei Bedarf entsprechende Produktmenge in geeigneten Behälter (nicht in Aluminium oder Edelstahl), der nicht für Lebensmittel verwendet wird, umfüllen. Gegenstände kurz eintauchen, sofort gut abspülen und mit weichem Tuch trockenreiben.  
Große Gegenstände mit Wattebausch behandeln, gut abspülen und trockenreiben.

### Hinweis:

Neusilber, Edelstahl (z.B. Messerklingen), Perlen, Perlmutter, Korallen und Edelsteine nicht mit Silberbad Tauchblank zusammenbringen.

### Artikel:

|                                                                                     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|  | Inhalt      | 1l            |
|  | EAN VKE     | 4000602153247 |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">63245</span>                   | Artikelnr.  | 1643000       |
|  | Gewicht VKE | 1,11kg        |
|  | Palette VKE | 400           |

### Verpackung:

|                                                                                     |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  | Inhalt          | 10            |
|  | EAN VSE         | 4000602096438 |
|  | Lagen / Palette | 5             |
|  | Gewicht VSE     | 11,1kg        |
|  | Palette VSE     | 40            |