



Desinfektions-Reiniger Super F6000

Anwendungsgebiete:

Lösung zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren, nicht porösen Oberflächen.
Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Wirkt gegen Bakterien (u.a. Salmonellen, Listerien, und MRSA), Hefen, Pilze und Viren (u.a. Noro-, Rota-, Adeno-, Polio- und Vacciniaviren, H1N1, H7H9, HBV und Coronaviren).
Aldehyd- und parfümfrei.

pH-Wert s n a ✓

Produkteigenschaften:

- bakterizid, levurozid, fungizid, voll viruzid
- zertifiziert nach DGHM/VAH
- für Böden und abwaschbare Oberflächen

Anwendung:

Zunächst grobe Verschmutzungen entfernen.
Anwendungslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Für eine bakterizide, levoruzide, fungizide sowie begrenzt viruzide Wirksamkeit PLUS 60ml/l dosieren und 15 Minuten einwirken lassen. Wischhilfe (Tuch, Schwamm o.ä.) in Lösung tränken. Oberflächen feucht wischen. Für eine desinfizierende Wirkung auf vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Mit Wasser in Trinkwasserqualität nachwischen und an der Luft trocknen lassen. Beachten sie bitte das Etikett!

Hinweis:

siehe SDB
BAuA: Reg. Nr. N-103840
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikel:

	Inhalt	5l
	EAN VKE	4000602007427
	Artikelnr.	1742000
	Gewicht VKE	5,380 kg
	Palette VKE	93

Verpackung:

	Inhalt
	EAN VSE
	Lagen / Palette 3
	Gewicht VSE
	Palette VSE