



Milchaufschäumer Reiniger

Anwendungsgebiete:

Milchaufschäumer Reiniger ist ein flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat für Oberflächen mit und ohne Lebensmittelkontakt. Er entfernt rückstandsfrei Milchstein und andere Verunreinigungen. Zuverlässig gegen unangenehme Gerüche. Kraftvoll gegen hartnäckige Ablagerungen. Wirkt desinfizierend und ist geprüft gemäß DIN EN 1276.

pH-Wert s n a

Produkteigenschaften:

- einfache Dosierung
- entfernt Milchstein, leichte Fettablagerungen und andere Verunreinigungen
- desinfizierend gemäß EN 1276 wirksam gegen Salmonellen
- gegen unangenehme Gerüche
- in allen gängigen Maschinen anwendbar
- einfache und sparsame Dosierung durch die Dosierkammerflasche
- keine Überdosierung

Anwendung:

Je nach Verunreinigung 50ml auf 1l Wasser dosieren und mischen. Anschließend den Milchaufschäumer (Gerät und Anbauteile) nach der Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen. Für eine desinfizierende Wirkung 5 Min. Einwirkzeit. Vor erneuter Inbetriebnahme Milchaufschäumer mind. 3 x mit klarem Wasser in Trinkwasserqualität durchspülen. Je nach Nutzungsintensität der Maschine empfehlen wir eine tägliche Reinigung. Geeignet für eine Wechselreinigung (sauer/alkalisch) in Kombination mit dem Dr. Becher Sahne- und Eismaschinendesinfektionsreiniger SE3000.

Hinweis:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
BAuA: Reg. Nr. N-112244

Artikel:

	Inhalt	1 l
	EAN VKE	4000602006918
	Artikelnr.	1691000
	Gewicht VKE	1,1 kg
	Palette VKE	352

Verpackung:

	Inhalt	8
	EAN VSE	4000602096919
	Lagen / Palette	4
	Gewicht VSE	9,1 kg
	Palette VSE	44